

(CZ) LÁHEV PRO VÝPLACH OČÍ**370004****NÁVOD K POUŽITÍ**

Sterilní roztok obsahuje 0,9% chloridu sodného.

NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Otočte oční nálevku o 180° ve směru šipky.
2. Odstraňte kryt z nálevky a přiložte ji na postižené oko.
3. Tlakem na láhev vyplachujte do jejího vyprázdnění.
4. V případě přetrvávajících potíží vyhledejte lékaře.

**SKLADOVÁNÍ:**

Skladujte v původním obale, v neotevřeném a nepoškozeném stavu a na suchém místě při teplotě 5-25°C. Křehnutí materiálu a plastového obalu zabráníte tím, že nebudete výrobek vystavovat slunečnímu svitu ani UV záření.

UPOZORNĚNÍ:

Datum expirace je uveden na štítku. Po otevření se musí kapalina vyprázdnit, nelze dále skladovat otevřenou nádobku se zbytkem roztoku, jedná se o sterilní kapalinu, která po otevření ztrácí svou sterilitu. Pouze na jedno použití.

(SK) FĽAŠA NA VÝPLACH OČÍ**370004****NÁVOD NA POUŽITIE**

Sterilný roztok obsahuje 0,9% chloridu sodného.

NÁVOD NA POUŽITIE:

1. Otočte očný lievik o 180° v smere šípky.
2. Odstráňte kryt z lievika a priložte ju na postihnuté oko.
3. Tlakom na fľašu vyplachujte do jej vyprázdnenia.
4. V prípade pretrvávajúcich ťažkostí vyhľadajte lekára.

**SKLADOVANIE:**

Skladujte v pôvodnom obale, v neotvorenom a nepoškodenom stave a na suchom mieste pri teplote 5-25°C. Krehnutiu materiálu a plastového obalu zabránite tým, že nebudete výrobok vystavovať slnečnému svitu ani UV žiareniu.

UPOZORNENIE:

Dátum expirácie je uvedený na štítku. Po otvorení sa musí kvapalina vyprázdniť, nemožno ďalej skladovať otvorenú nádobku so zvyškom roztoku, jedná sa o sterilnú kvapalinu, ktorá po otvorení stráca svoju sterilitu. Iba na jedno použitie.

(PL) BUTELKA DO PŁUKANIA OCZU**370004****INSTRUKCJA OBSŁUGI OCZOMYJKI**

Sterylny roztwór zawiera 0,9% chlorku sodu.

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

1. Obróć oczomyjkę o 180° w kierunku wskazanym strzałką.
2. Zdejmij nakrętkę z oczomyjki i umieść ją na chorym oku.
3. Naciśnij butelkę, aż będzie pusta.
4. Jeśli problem nie ustąpi, skonsultuj się z lekarzem.

**PRZECHOWYWANIE:**

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w stanie nieotwartym i nieuszkodzonym, w suchym miejscu w temperaturze 5-25°C. Kruchy materiał i plastikowe opakowanie można zapobiec nie wystawiając produktu na działanie promieni słonecznych lub promieniowanie UV.

OSTRZEŻENIE:

Data ważności znajduje się na etykiecie. Po otwarciu płyn należy opróżnić. Otwartego pojemnika z resztą roztworu nie można już przechowywać. Jest to płyn sterylny, który traci sterylność po otwarciu. Tylko do jednorazowego użytku.

(DE) AUGENSPÜLFLASCHE**370004****GEBRAUCHSANWEISUNG**

Die sterile Lösung enthält 0,9% Natriumchlorid.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Drehen Sie den Augentrichter um 180° in Pfeilrichtung.
2. Entfernen Sie die Schutzkappe vom Trichter und setzen Sie ihn auf das betroffene Auge.
3. Drücken Sie die Flasche, bis sie leer ist.
4. Sollten die Beschwerden anhalten, suchen Sie einen Arzt auf.

**LAGERUNG:**

In der Originalverpackung, ungeöffnet und unbeschädigt, an einem trockenen Ort bei einer Temperatur von 5-25°C aufbewahren. Material und Kunststoffverpackungen, indem das Produkt nicht dem Sonnenlicht oder UV-Licht aussetzen.

WARNUNG:

Das Verfallsdatum ist auf dem Etikett angegeben. Nach dem Öffnen muss die Flüssigkeit vollständig entleert werden. Ein geöffneter Behälter mit der restlichen Lösung darf nicht weiter aufbewahrt werden. Es handelt sich um eine sterile Flüssigkeit, die nach dem Öffnen ihre Sterilität verliert. Nur zum einmaligen Gebrauch.